

Profilo Ultra Sottile, Aumenta la Possibilità di Trattare Anatomie Complesse

Informazione su prodotti e ordini

Corpo Principale


Corpo principale della protesi	CM22-100	CM24-100	CM26-100	CM28-100	CM30-100	CM32-100	CM34-100
Profilo esterno Introduttore	14F		16F				
Lunghezza utile sistema di rilascio	550mm						

Esempio: CM22-100

CM = Corpo principale

D1 = Diametro prossimale corpo principale

L1 = Lunghezza protesi ipsilaterale



Protesi Iliaca



	CI10-80	CI13-80	CI16-80	CI18-80	CI20-80	CI24-80
Protesi iliaca	CI10-100	CI13-100	CI16-100	CI18-100	CI20-100	CI24-100
	CI10-120	CI13-120	CI16-120	CI18-120	CI20-120	CI24-120
Profilo esterno Introduttore	CI10-140	CI13-140	CI16-140	CI18-140	CI20-140	CI24-140
	12F					

Esempio: CI13-80

CI = Protesi iliaca

D3 = Diametro distale gamba

L3 = Lunghezza protesi iliaca



Lombard Medical Limited, Lombard Medical House, 4 Trident Park, Dicedot, OX11 7HU
Tel: +44 (0)1235 750800 Email: globalinfo@lombardmedical.com Website: www.lombardmedical.com

All cited trademarks are the property of their respective owners in respective countries.

These devices should only be used when prescribed by a licensed physician. Indicators, contraindications, warnings, potential adverse events and directions for use can be found in Instructions for Use and product labeling supplied with each device.

The promotion, distribution or sale of these devices is prohibited in countries where the registration certificates or any other licenses have not been obtained. This brochure is not intended for use in overseas countries. This brochure is only delivered to specific people for their reference, is not to be distributed widely as an advertisement. Any information may be changed without prior notice.

Not available for sale in the United States

© 2020 Lombard Medical Limited. All rights reserved. MP00004, Version 2.0



Distributore per l'Italia
Acilia HS srl
Viale dell'Industria n.25 - 35129 Padova - Italy
Tel.: +39 049 87001391 r.a. - Mail: info@acilians.it




Minas™

Endoprotesi Aorta Addominale con Sistema di Rilascio

Aumenta la possibilità di trattamento EVAR con il design profilo Ultra Sottile

Design Affidabile, Sicurezza e Durata nel Tempo Assicurati



Design Tri-Modulare:

- Lunghezza sovrapposizione regolabile
- Invertitari ridotti

Copertura Idrofilica:

- Supporta una facile introduzione

Profilo Ultra Sottile:

12F, 14F e 16F



Stent Estensione Design a Elica:

- Elevata flessibilità
- Riduce il rischio di occlusioni

Doppio Stent Proximale:

- Migliora la flessibilità e la sigillatura

Protesi in PET Senza Cuciture:

- Multi filamento resistente

Stent ad Uncino Tagliati Laser:

- Forniscono fissazione attiva

Marker Radiopachi

4 Marker prossimali in linea

Forma a 8
- Minima sovrapposizione

Forma a 8
- Ipsilaterale distale

Forma a 7
- Biforcazione

Marker a Forma "O"

4 Markers a forma di "O"
- Porta di cannulazione

Marker più lunghi da allineare con gamba controlaterale

12 Marker ben visibili supportano un impianto accurato